

EYE-RULER™ 2

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE CLIENT UNIQUE!

Le Eye-Ruler 2 est une caméra aimantée qui s'installe en arrière de votre propre iPad et qui permet de prendre rapidement et facilement les mesures de vos patients pour personnaliser leurs verres. Son utilisation intuitive, ludique et simple accompagnera votre équipe de vente dans la recommandation des verres à valeur ajoutée!

RÉSULTATS: UN AJUSTEMENT PARFAIT ET DES CLIENTS SATISFAITS!


MESURES EN VISION DE LOIN

- Écart et hauteurs
- Distance Vertex (DVO)
- Angle pantoscopique
- Galbe de la monture



MESURES EN VISION DE PRÈS

- Comportement en vision de près
- Distance de lecture



SÉLECTIONNEZ ET COMPAREZ Jusqu'à 4 montures

**1895
XPOINTS**
(Varilux Xperience)
ou
1995\$
(prix régulier)

**SAVIEZ-VOUS
QUE 90% DES
PATIENTS NE
CORRESPONDENT
PAS AUX MESURES
STANDARDS**
(ANGLE PANTOSCOPIQUE,
GALBE, VERTEX)

C'est pourquoi les verres personnalisés, qui s'adaptent au porteur et non l'inverse, font la différence pour votre client. Les prises de mesures permettent de réaliser un verre s'adaptant à son comportement et répondant parfaitement à son style d'utilisation tout en prenant en considération la monture choisie.

Offrez la distinction dans votre pratique en recommandant ce que le client recherche : du sur-mesure grâce au Eye-Ruler 2.

2 OUTILS DIFFÉRENTS ET COMPLÉMENTAIRES

Fonctionnalités

Visiooffice²

Eye-Ruler²

Fonctionnalités	Visiooffice ²	Eye-Ruler ²
Écart pupillaire monoculaire	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hauteur	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Convergence (Différence entre le EP de loin - le EP de près)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Angle de galbe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Angle pantoscopique	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Distance vertex (DVO)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Œil dominant	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Centre de rotation de l'œil (CRO)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Coefficient tête-œil	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Analyse posture de la tête H3D	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comportement vision de près (CVP)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Comparatif de montures	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Modules d'aide à la vente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comparatif des produits	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Base de données partagée	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lien avec Wink (Logiciel de gestion de pratique gratuit pour les opticiens et optométristes)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Eye-Ruler² EST RECOMMANDÉ AVEC*

VARILUX[®]

X Design fit · Xtrack fit · E fit · Classique 3.0 fit · Digitime Near/Mid/Room fit

Eyezen[™]+

Famille Eyezen+ fit (Azio et India non disponibles)

ESSILOR SV F-360°

EN 2019, METTEZ LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS CLIENTS !