


## Eye-Ruler™ 2

### FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE CLIENT UNIQUE!

Le Eye-Ruler 2 est une caméra aimantée qui s'installe en arrière de votre propre iPad et qui permet de prendre rapidement et facilement les mesures de vos patients pour personnaliser leurs verres. Son utilisation intuitive, ludique et simple accompagnera votre équipe de vente dans la recommandation des verres.

**UN AJUSTEMENT PARFAIT ET DES CLIENTS SATISFAITS!**

**MAINTENEZ UNE DISTANCE ECP / PATIENT DE 1 MÈTRE**



**1,795\$  
+ taxes**

Transport  
non inclus



#### MESURES EN VISION DE LOIN

- Écart pupillaires
- Hauteurs
- Distance Vertex
- Angle pantoscopique
- Angle de galbe de la monture




#### MESURES EN VISION DE PRÈS

- Comportement en vision de près

#### SÉLECTIONNEZ ET COMPAREZ

Jusqu'à 4  
montures



### Possibilité de payer en 3 versements

par carte de crédit ou sur état de compte groupe seulement

### BON DE COMMANDE

Nom du Bureau: \_\_\_\_\_

Contact pour l'installation: \_\_\_\_\_

Nom du Contact: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Ville, Prov.: \_\_\_\_\_

Courriel: \_\_\_\_\_

Code Postal: \_\_\_\_\_

Signature Client: \_\_\_\_\_

Nom du Consultant Essilor: \_\_\_\_\_